

## Bloc EZ

**Description:** EZ Block a été développé pour être utilisé avec des techniques d'immunomarquage afin de réduire la coloration de fond non spécifique et de réduire simultanément la manipulation de sérums animaux en laboratoire. La nécessité de faire correspondre l'espèce avec l'anticorps secondaire est éliminée en raison de l'absence de sérum normal dans ce produit. EZ Block s'est avéré efficace pour les techniques immunohistochimiques, ELISA, blot et In-situ et ne nécessite aucun mélange ou dilution.

**Utilisations/Limites :** Pour les procédures immuno-chimiques.  
À ne pas prendre en interne.  
Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement.  
Ne pas utiliser si le réactif s'assombrit et devient trouble.  
N'utilisez pas de date d'expiration dépassée.  
Soyez prudent lorsque vous manipulez des réactifs.  
Non stérile.

<b>Disponibilité:</b>	<u>Article #</u>	<u>Volume</u>
	EZB125	125 ml
	EZB500	500 ml
	EZB999	1000 ml
	EZB-10000	10 litres

**Stockage:** Conserver entre 2 et 8 °C.

**Précautions:** Évitez tout contact avec la peau et les yeux.  
Nocif en cas d'ingestion.  
Respectez toutes les réglementations fédérales, étatiques et locales concernant l'élimination.


### Procédure immunohistochimique :

1. Réhydratez la section pour arroser et placez-la dans un tampon.
2. Retirez la lame du tampon et appliquez suffisamment d'EZ Block pour couvrir complètement la section du tissu et incubez pendant 5 minutes.
3. Rincer brièvement et appliquer l'anticorps primaire selon les directives du fabricant.
4. Procédez à la coloration comme d'habitude.

### Procédure ELISA :

1. Pipetez une quantité adéquate d'EZ Block pour bien microtitrer et incubez pendant 2 à 10 minutes avant d'ajouter l'échantillon.
2. Aspirez EZ Block et procédez comme d'habitude.

Stockage : 2° C  8° C

 Laboratoires ScyTek, Inc.  
205 Sud 600 Ouest  
Logan, Utah 84321  
États-Unis



EmergoEurope (31)(0) 70 345-


8570


Molsnstraat 15

2513 BH Hague, Pays-Bas

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tél. (800) 729-8350 - Tél. (435) 755-9848 - Télécopieur (435) 755-0015 - [www.scytek.com](http://www.scytek.com)

REMARQUE : Les conditions optimales et les périodes d'incubation varient considérablement d'un test à l'autre et doivent être déterminées par l'utilisateur.

Stockage : 2° C  8° C

 Laboratoires ScyTek, Inc.  
205 Sud 600 Ouest  
Logan, Utah 84321  
États-Unis



EmergoEurope (31)(0) 70 345-

8570  
Molsnstraat 15  
2513 BH Hague, Pays-Bas